

Oster®

Vaporizador -de mano- PLEGABLE



VAPORIZADOR DE MANO PLEGABLE OSTER®


El nuevo vaporizador de mano plegable Oster® refresca convenientemente la ropa, obteniendo óptimos resultados de manera fácil y rápida. Puede usarse en diferentes espacios alrededor de la casa para desinfectar y quitar malos olores, pues su poderoso vapor penetra profundamente las telas de todo tipo de prendas, cortinas, muebles y colchones.



ELIMINA 99.99% DE VIRUS**** Y BACTERIA***

Calienta tan solo en 35 segundos. Su poderoso vapor penetra profundamente todo tipo de prendas, cortinas, muebles y colchones.

*** Bioreducción de Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 en algodón y una polimezcla durante 2 minutos a 1 mm de la placa frontal.
**** Bioreducción de doblado (MS2 (Modifed-Vaccinia-Ankara-Virus, SAR sintéticos) y no envuelto (bacteriófago Phi X174) sobre algodón y una polimezcla durante 2 minutos a 1 mm de la placa frontal.



60% MÁS COMPACTO*

Su diseño compacto y plegable puede pararse en cualquier espacio o doblarse facilitando su almacenamiento.

*Comparado contra GCSTBS-200.



30% MÁS LIGERO**

Puedes usarlo alrededor de la casa y llevarlo a todas partes.

**Diferencia del ahorro de espacio entre la posición plegada y desplegada

Guía de inicio rápido



PASO 1

PASO 1

Llena el tanque de agua, conecta y desliza el botón...



PASO 2

PASO 2

Espera hasta que la luz roja se encienda



PASO 3

PASO 3

Presiona el botón para obtener más vapor



PASO 4

PASO 4

Desenchufa, dóblalo y guárdalo



BOTÓN DE VAPOR CONTÍNUO

Vapor vertical por 15 minutos para retoques rápidos. Hasta 20 gr/min de vapor continuo.



ACCESORIOS INCLUIDOS

1. Cepillo para telas 2. Quita pelusa 3. Guante protector 4. Bolso viajero de almacenamiento 5. Almohadilla de apoyo



Plancha sin tabla



Hasta 15 minutos de vapor continuo



Depósito de agua extraíble 200ml